

NÁVOD K POUŽITÍ 3D Massager

Obličej, paže, nohy, pas a další oblasti by měly být utaženy. Tato terapie může pomoci těm, kteří mají tlustý obličej, ochablé tváře, edémy, ochablé svaly, matnou kůži, motýlí paže a silné nohy. Solární panel shromažďuje sluneční světlo, generuje mikroproud a elektromagnetické pole Vašeho těla se resetuje a umožňuje buňkám obnovit pravidelnou činnost. Bylo prokázáno, že pomáhá zmírňovat bolest, záněty a svalové křeče.

1. **Obličej:** Rolujte shora dolů podél obrysu obličeje, abyste zpevnili pokožku kolem úst, tváří a obličeje.
2. **Paže:** Projděte podpaží zespodu uprostřed hrudníku a zatlačte, abyste zvýšili poprsí a tvarování.
3. **Pas:** Rolujte nahoru a dolů po stranách pasu doprostřed.
4. **Nohy:** Posouvejte vnitřní stranu stehen, abyste se mohli bezpečně nosit v šortkách.

* Nejlepší výsledky při nepřetržitém používání