

Vakuový čistič PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před použitím přístroje si vždy důkladně očistěte a osušte obličej, aby byl zbaven od případných zbytků pudru, krému, nebo make-upu. Pro lepší čisticí výsledek je doporučeno obličej napařit. Tím se více otevrou póry pokožky a dojde tak k lepšímu odstranění nečistot.

OBLASTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE

Nos: Přístrojem pohybujte od horní části nosu směrem dolů, po obou jeho stranách.

Čelo: Přístrojem pohybujte pomaleji a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dávejte pozor, abyste žádnou část pokožky neošetřovali vícekrát.

Spánky: Pohybujte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé i pravé straně. Dávejte pozor na to, abyste přístroj drželi v minimální vzdálenosti 1 cm od očí.

Tváře: Pohybujte s přístrojem po tváři od nosu směrem ven. Postup opakujte na obou tvářích.

Okolí úst: Posunujte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu spodní části nosu na levou i pravou stranu. U spodního rtu posunujte s přístrojem od středu brady doleva a doprava směrem nahoru. Dbejte na to, abyste se přímo nedotýkali rtů!

PRVNÍ POUŽITÍ NA OBLIČEJI

Při prvním použití přístroje na obličejové části, doporučujeme použít vybranou hlavici a provést pouze dva pohyby za použití první, nejslabší intenzity. Pokud nezaregistrujete žádnou nepřírozenou reakci, můžete zvýšit počet pohybů a případně zvýšit i stupeň intenzity. 1. Nasadte vybraný nástavec dle předpokládaného použití na horní část přístroje. Díky těsnosti silikonových kroužků je potřeba použít trochu síly, kdy tlakem a jednostranným krouživým pohybem nasazujeme nástavec na jednotku. 2. Stisknutím vypínače přístroj spustíte. 3. Dalším stiskem tlačítka si zvolte požadovanou intenzitu ze tří stupňů. Čtvrtým stupněm je pak aktivace modrého světla ve spojení s nástavcem pro zklidnění pleti 4. Přiložte nástavec na pokožku tváře tak, abyste cítili sání. Nástavec musí být ve stálém a plnohodnotném kontaktu s pokožkou. Není nutné nástavec tlačit na pokožku příliš silně, ale pouze zlehka. Měli byste cítit, jak se nástavec přisaje na pokožku. 5. S přístrojem přejeďte rovným tahem od nosu směrem ke spánku a poté opět vyčkejte cca půl hodiny. Pokud případná reakce pokožky do půl hodiny odezní, můžete přístroj bezpečně používat po celém obličejí. 6. Přístroj je doporučeno používat 2x týdně tak, abyste zachovali přestávku mezi aplikacemi min. 48 hodin. PO

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Po dokončení použití přístroje aplikujte např. obličejovou masku, nebo hydratační krém a to buď denní, nebo noční.

Bezpečnostní upozornění:

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nevykazují žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na odborný servis, aby nedošlo ke zranění.
- Obalové materiály zlikvidujte vhodným způsobem. Pozor, například v případě plastových sáčků hrozí udušení. Dbejte na to, aby děti nepřišly do styku s obalovým materiálem (igelitové sáčky atd.).
- Udržujte a skladujte přístroj a napájecí jednotku v suchém prostředí.
- Přístroj neponořujte do vody! Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce!
- Přístroj je určen pouze pro domácí, nikoliv komerční použití.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte a nenabíjejte tento přístroj ve vlhkém prostředí (například v blízkosti napuštěné vany, sprchový kout, bazénu aj.)
- Nikdy neberte přístroj do ruky, pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, hrozí úraz el. proudem.
- Přístroj chraňte přes nárazy a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Přístroj chraňte před vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, krby, topná tělesa).
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo zalomení napájecího kabelu.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nepřišel do styku s vodou, párou nebo jinými tekutinami.
- Přístroj není vhodný pro osoby mladší než 18 let!
- Přístroj používejte výhradně na lidský obličej (kromě očních partií a úst) dospělých osob.
- Přístroj nepoužívejte na zvířatech!
- Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou náležitě poučeny a je nad nimi vykonáván dohled ve spojitosti s bezpečným a správným použitím tohoto zařízení. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než originální, dodávané výrobcem.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, může být vždy nahrazen kabelem stejného typu, aby nedošlo k případnému zranění a poškození přístroje.
- Nepoužívejte přístroj ve vodě nebo v její bezprostřední blízkosti (ve vaně, bazénu nebo ve sprše).
- Nepoužívejte přístroj v případě, že jsou nástavce rozbité, popraskané, špinavé nebo jinak poškozené.
- Zabraňte styku jakéhokoli materiálu s obsahem kovu se zásuvkou pro kabel, aby nedošlo ke zkratu.
- Tento přístroj obsahuje magnet. Udržujte přístroj v potřebné vzdálenosti od kardiostimulátorů.
- Osoby s kardiostimulátory nebo jinými elektronickými zařízeními, implantovanými v jejich tělech nesmí být v těsné blízkosti s přístrojem. Pokud má osoba zájem přístroj obsahující magnet používat, nebo být v jeho blízkém kontaktu, musí se nejdříve poradit s odborným lékařem.
- Neotvírejte přístroj ani nevměňujte dobíjecí baterii.